

IBD-QR による QR コード送信文字列仕様表v2

CAI

No	len	項目	送信情報
0	1	性別	“0” ⇒ 男、“1” ⇒ 女、“2” ⇒ 無効値(未選択)
1	4	身長	“0000”~“9998” ⇒ 000.0cm~999.8cm “9999” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
2			
3			
4			
5	4	体重	“0000”~“9998” ⇒ 000.0kg~999.8kg “9999” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
6			
7			
8			
9	3	下痢数/週	“000”~“998” ⇒ 0回~998回 “999” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
10			
11			
12	1	腹痛 1 日目	“0” ⇒ なし “1” ⇒ 軽度 “2” ⇒ 中等度 “3” ⇒ 高度
13	1	腹痛 2 日目	
14	1	腹痛 3 日目	
15	1	腹痛 4 日目	
16	1	腹痛 5 日目	
17	1	腹痛 6 日目	
18	1	腹痛 7 日目	
19	1	状態 1 日目	“0” ⇒ 良好 “1” ⇒ 軽度不良 “2” ⇒ 不良 “3” ⇒ 重症 “4” ⇒ 激症
20	1	状態 2 日目	
21	1	状態 3 日目	
22	1	状態 4 日目	
23	1	状態 5 日目	
24	1	状態 6 日目	
25	1	状態 7 日目	
26	1	関節炎/関節痛	“0” ⇒ なし “1” ⇒ あり
27	1	虹彩炎/ブドウ膜炎	
28	1	結節性紅斑など	
29	1	裂肛/痔瘻など	
30	1	その他の瘻孔	
31	1	37.8℃以上の発熱	
32	1	ロベミン/オピオイド	
33	3	Ht	“000”~“998” ⇒ 00.0g/dl~99.8g/dl “999” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
34			
35			
36	1	腫瘍	“0” ⇒ なし、“1” ⇒ 疑い、“2” ⇒ 確実にあり

合計 37 文字 数字モード、誤り訂正レベル H、型番は自動(たぶん型番 3 で最大格納可能文字数 58)

MAYO+CAI(v2)

No	len	項目	送信情報
0	4	身長	“0000”~“9998” ⇒ 000.0cm~999.8cm “9999” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
1			
2			
3			
4	4	体重	“0000”~“9998” ⇒ 000.0kg~999.8kg “9999” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
5			
6			
7			
8	2	正常の便回数/日	“00”~“98” ⇒ 0回~98回 “99” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
9			
10	2	現在の便回数/日	“00”~“98” ⇒ 0回~98回 “99” ⇒ 無効値(未入力/範囲外値)
11			
12	1	現在の便性状—硬便	“0” ⇒ なし “1” ⇒ あり (on/off にて無効値なし)
13	1	現在の便性状—普通便	
14	1	現在の便性状—軟便	
15	1	現在の便性状—水様便	
16	1	MAYO: 血便	“0” ⇒ なし “1” ⇒ 排便時の半数以下でわずかに血液が付着する “2” ⇒ ほとんどの排便時に明らかな血液の混入 “3” ⇒ 大部分が血液 “9” ⇒ 無効値(未選択)
17	1	MAYO: 粘膜所見	“0” ⇒ 正常または非活動性所見 “1” ⇒ 軽症 “2” ⇒ 中等症 “3” ⇒ 重症 “4” ⇒ 検査未施行 “9” ⇒ 無効値(未選択)
18	1	MAYO: 医師の全般的評価 [CAI: 評価者による症状に関する一般状態]	“0” ⇒ 正常 [良好] “1” ⇒ 軽症 [普通] “2” ⇒ 中等症 [不良] “3” ⇒ 重症 [かなり不良] “9” ⇒ 無効値(未選択)
19	1	CAI: 血便	“0” ⇒ なし “1” ⇒ 少量 “2” ⇒ 多量 “9” ⇒ 無効値(未選択)
20	1	CAI: 腹痛/腹痙攣	“0” ⇒ なし “1” ⇒ 軽度 “2” ⇒ 中等度 “3” ⇒ 高度 “9” ⇒ 無効値(未選択)
21	1	CAI: 体温上昇 > 38℃	“0” ⇒ なし “1” ⇒ あり (on/off にて無効値なし)
22	1	CAI: 虹彩炎	
23	1	CAI: 結節性紅斑	
24	1	CAI: 関節炎	
25	1	CAI: 臨床検査所見	“0” ⇒ なし “1” ⇒ 赤沈 > 50mm/h “2” ⇒ 赤沈 > 100mm/h “3” ⇒ Hb < 10.0g/dl “9” ⇒ 無効値(未選択)

合計 26 文字 数字モード、誤り訂正レベル H、型番は自動(たぶん型番 2 で最大格納可能文字数 34)